


Bilingual vial and carton labels for AstraZeneca COVID-19 Vaccine and Vaxzevria™ with Health Canada approved English and French labelling (Canadian-labelled supply)

CANADIAN-labelled supply (5 mL – 10 doses)

Inner label 1



Inner label 1

AstraZeneca COVID-19 Vaccine DIN 02510847
Solution for Intramuscular Injection
Read Product Monograph before use at: www.azcovid-19.com
After first use, discard after:
6 hours at up to 30°C, or 48 hours at 2 to 8°C
Multi-dose vial (10 doses of 0.5 mL)
Sterile. Preservative Free.

5mL
Record date and time of first use:
LOT AB####
EXP MM-YYYY

CANADIAN-labelled supply (5 mL – 10 doses)

Outer label 1

Prod. No XXXX

AstraZeneca COVID-19 Vaccine

Solution for Intramuscular Injection
Sterile. Preservative Free.
10 Multi-dose vials (each vial contains 10 doses of 0.5 mL)

Solution pour injection intramusculaire
Stérile. Sans agent de conservation.
10 fioles multidoses (chaque fiole contient 10 doses de 0,5 mL)

DIN 02510847


5 mL

AstraZeneca

AstraZeneca COVID-19 Vaccine
10 Multi-dose vials
(each vial contains 10 doses of 0.5 mL)
10 fioles multidoses
(chaque fiole contient 10 doses de 0,5 mL)

Questions or concerns:
1-800-688-6000
Des questions ou préoccupations?
1-800-461-3787

For current Product Monograph, use your mobile device to scan the QR code or visit www.azcovid-19.com.
Pour obtenir la monographie actuelle, utilisez votre appareil mobile pour numériser le code QR ou visitez le www.azcovid-19.com.



AstraZeneca

CA GTIN placeholder
6206410XXXXXX

50XXXXX

AstraZeneca Canada Inc.
Mississauga, Ontario, L4Y 1M4

AstraZeneca COVID-19 Vaccine

10 Multi-dose vials
(each vial contains 10 doses of 0.5 mL)
10 fioles multidoses
(chaque fiole contient 10 doses de 0,5 mL)

AstraZeneca COVID-19 Vaccine

5 mL

Dosage and administration: See Product Monograph at www.azcovid-19.com.
Store: Refrigerated at 2 to 8°C. Do NOT freeze or shake. Keep vials in original carton to protect from light.
Discard: 6 hours after first use at room temperature (up to 30°C), or 48 hours after first use at 2 to 8°C.

Posologie et administration : Voir la monographie au www.azcovid-19.com.
Conservation : Réfrigérer entre 2 et 8 °C. NE PAS congeler ni agiter. Conserver les fioles dans la boîte d'origine pour protéger le médicament de la lumière.
Jeter : 6 heures après la première utilisation à la température ambiante (jusqu'à 30 °C), ou 48 heures après la première utilisation entre 2 et 8 °C.

AstraZeneca

LOT: AB###
EXP: MM.YYYY
GTIN: 006206410XXXXXX
SN: 00000000000000000000

Contenu : L-histidine, chlorhydrate de magnésium hexahydraté, chlorure de sodium, saccharose, chlorure de sodium, éthaneol, sucrose, sodium chloride, chlorure hexahydraté, polysorbate 80, hydrochloride monohydrate, magnésium hydrosulfate, sodium chlorure, éthaneol, sucrose, sodium chlorure, chlorure hexahydraté, polysorbate 80, disodium edetate dihydrate and water for injection. Preservative free.

Contenu : L-histidine, chlorhydrate de magnésium hexahydraté, chlorure de sodium, saccharose, chlorure de sodium, éthaneol, sucrose, sodium chlorure, chlorure hexahydraté, polysorbate 80, disodium edetate dihydrate and water for injection. Sans agent de conservation.

AstraZeneca COVID-19 Vaccine

10 Multi-dose vials
(each vial contains 10 doses of 0.5 mL)
10 fioles multidoses
(chaque fiole contient 10 doses de 0,5 mL)

137 x 53 x 53 mm

Outer label 1

Prod. No XXXX DIN 02510847

AstraZeneca COVID-19 Vaccine 5 mL

Solution for Intramuscular Injection

Sterile. Preservative Free.

10 Multi-dose vials (each vial contains **10 doses** of 0.5 mL)

Solution pour injection intramusculaire

Stérile. Sans agent de conservation.

10 fioles multidoses (chaque fiole contient **10 doses** de 0,5 mL)

AstraZeneca

Dosage and administration: See Product Monograph at www.azcovid-19.com.

Store: Refrigerated at 2 to 8°C. Do NOT freeze or shake. Keep vials in original carton to protect from light.

Discard: 6 hours after first use at room temperature (up to 30°C), or 48 hours after first use at 2 to 8°C.

Posologie et administration : Voir la monographie au www.azcovid-19.com.

Conservation : Réfrigérer entre 2 et 8 °C. NE PAS congeler ni agiter. Conserver les fioles dans l'original pour protéger le médicament de la lumière.

Jeter : 6 heures après la première utilisation à la température ambiante (jusqu'à 30°C), ou 48 heures après la première utilisation entre 2 et 8 °C.

Contains: L-histidine, L-histidine hydrochloride monohydrate, magnesium chloride hexahydrate, polysorbate 80, ethanol, sucrose, sodium chloride, disodium edetate dehydrate and water for injection. Preservative free.

Contenu : L-histidine, chlorhydrate de L-histidine monohydraté, chlorure de magnésium hexahydraté, polysorbate 80, éthanol, saccharose, chlorure de sodium, édétate disodiquedihydraté et eau pour injection. Sans agent de conservation.

LOT AB####

EXP MM-YYYY

GTIN

SN

Questions or concerns: 1-800-668-6000

Des questions ou préoccupations? 1-800-461-3787


For current Product Monograph use your mobile device to scan the QR code or visit www.azcovid-19.com.

Pour obtenir la monographie actuelle, utilisez votre appareil mobile pour numériser le codeQR ou visitez le www.azcovid-19.com.

AstraZeneca Canada Inc. Mississauga, Ontario, L4Y 1M4

CANADIAN-labelled supply (5 mL – 10 doses)

Inner label 2



Inner label 2

Vaxzevria™ 5 mL DIN 02510847
COVID-19 Vaccine (ChAdOx1-S [recombinant])
Solution for Intramuscular Injection
Read Product Monograph before use at: www.azcovid-19.com
Store: 2 to 8°C. Preservative Free.
10 doses: 0.5 mL per dose.
Sterile. AstraZeneca

Record date and time of first use:

LOT AB###
EXP MM-YYYY

CANADIAN-labelled supply (5 mL – 10 doses)

Outer label 2

CODE 12B
CENTRED
CODE 12B

Prod. No XXXX

Vaxzevria^{TM/MC}

COVID-19 Vaccine (ChAdOx1-S [recombinant])
Solution for Intramuscular Injection
5 x 10¹⁰ viral particles per dose. Sterile.
10 Multi-dose vials (each vial contains **10 doses** of 0.5 mL)

Vaccin contre la COVID-19 (ChAdOx1-S [recombinant])
Solution pour injection intramusculaire
5 x 10¹⁰ particules virales par dose. Stérile.
10 fioles multidoses (chaque fiole contient **10 doses** de 0,5 mL)

DIN 02510847

5 mL

AstraZeneca

10 Multi-dose vials (each vial contains 10 doses of 0.5 mL)
10 fioles multidoses (chaque fiole contient 10 doses de 0,5 mL)

Vaxzevria^{TM/MC}

Questions or concerns:
1-800-568-6000
Des questions ou préoccupations?
1-800-461-3787

TO BE PLACED HERE

MARKET BARCODE

50XXXXXX

BOTTOM PANEL

AstraZeneca Canada Inc. Mississauga, Ontario, L4Y 1M4
VAXZEVRIA is a trademark of AstraZeneca UK Ltd., used under license by AstraZeneca Canada Inc. The AstraZeneca logo is a registered trademark of AstraZeneca AB, used under license by AstraZeneca Canada Inc.
VAXZEVRIA est un marque de commerce d'AstraZeneca UK Ltd., utilisé sous licence par AstraZeneca Canada Inc. Le logo AstraZeneca est une marque de commerce d'AstraZeneca AB, utilisé sous licence par AstraZeneca Canada Inc.

For current Product Monograph use your mobile device to scan the QR code or visit www.azcovid-19.com.
Pour obtenir la monographie actuelle, utilisez votre appareil mobile pour numériser le code QR ou visitez www.azcovid-19.com.

Vaxzevria^{TM/MC}

5 mL

Dosage and administration: See Product Monograph at www.azcovid-19.com.
Store: Refrigerated at 2 to 8°C. Do NOT freeze. Keep vials in original carton to protect from light.
Discard: 6 hours after first use at room temperature (up to 30°C), or 48 hours after first use at 2 to 8°C.

Posologie et administration : Voir la monographie au www.azcovid-19.com.
Conservation : Réfrigérer entre 2 et 8 °C. NE PAS congeler. Conserver les fioles dans la boîte d'origine pour protéger le médicament de la lumière.
Jeter : 6 heures après la première utilisation à la température ambiante (jusqu'à 30 °C), ou 48 heures après la première utilisation entre 2 et 8 °C.

137 x 53 x 53 mm

Injection. Sans agent de conservation.
étilate disodique dihydrate et eau pour étond, saccharose, chlorure de sodium, magnésium hexahydraté, polysorbate 80, L-histidine monohydraté, chlorure de Calcium : L-histidine, chlorhydrate de disodium edetate dihydrate and water for injection, sucrose, sodium chloride, chlorde hexahydrate, polysorbate 80, hydrochloride monohydrate, magnesium chloride, sodium chloride, L-histidine

AstraZeneca

LOT	AG****
EXP	MM-YY
GTIN	90820847018095
SN	00000000000000000000
Title S	XXXXXXXXXXXXXX

Outer label 2

Prod. No XXXX DIN 02510847

Vaxzevria™ 5 mL

COVID-19 Vaccine (ChAdOx1-S [recombinant])

Solution for Intramuscular Injection

5 x 10¹⁰ viral particles per dose. Sterile.

10 Multi-dose vials (each vial contains **10 doses** of 0.5 mL)

Vaccin contre la COVID-19 (ChAdOx1-S [recombinant])

Solution pour injection intramusculaire

5 x 10¹⁰ particules virales par dose. Stérile.

10 fioles multidoses (chaque fiole contient **10 doses** de 0,5 mL)

AstraZeneca

Dosage and administration: See Product Monograph at www.azcovid-19.com.

Store: Refrigerated at 2 to 8°C. Do NOT freeze. Keep vials in original carton to protect from light.

Discard: 6 hours after first use at room temperature (up to 30°C), or 48 hours after first use at 2 to 8°C.

Posologie et administration : Voir la monographie au www.azcovid-19.com.

Conservation : Réfrigérer entre 2 et 8 °C. NE PAS congeler. Conserver les fioles dans la boîte d'origine pour protéger le médicament de la lumière.

Jeter : 6 heures après la première utilisation à la température ambiante (jusqu'à 30°C), ou 48 heures après la première utilisation entre 2 et 8 °C.

Contains: L-histidine, L-histidine hydrochloride monohydrate, magnesium chloride hexahydrate, polysorbate 80, ethanol, sucrose, sodium chloride, disodium edetate dihydrate and water for injection. Preservative free.

Contenu : L-histidine, chlorhydrate de L-histidine monohydraté, chlorure de magnésium hexahydraté, polysorbate 80, éthanol, saccharose, chlorure de sodium, édétate disodique dihydraté et eau pour injection. Sans agent de conservation.

LOT AB####

EXP MM-YYYY

GTIN

SN

Questions or concerns: 1-800-668-6000

Des questions ou préoccupations? 1-800-461-3787

For current Product Monograph use your mobile device to scan the QR code or visit www.azcovid-19.com.

Pour obtenir la monographie actuelle, utilisez votre appareil mobile pour numériser le code QR ou visitez le www.azcovid-19.com.

AstraZeneca Canada Inc. Mississauga, Ontario, L4Y 1M4