


European labels for Sotrovimab inner vial and outer carton in English and French

European labelled supply

Inner label



Inner label

Sotrovimab 500 mg
concentrate for solution for infusion
solution à diluer pour perfusion
sotrovimab


IV Use 500 mg/vial
Voie IV 500 mg/flacon

Lot

EXP

European labelled supply

Outer label

PRESS HERE TO OPEN
APPUYER ICI POUR OUVRIR 

Sotrovimab 500 mg
concentrate for solution for infusion
solution à diluer pour perfusion
sotrovimab


Each vial contains 500 mg sotrovimab in 8 mL (62.5 mg/mL).
Also contains: histidine, histidine monohydrochloride, sucrose, polysorbate 80, methionine.
Keep out of the sight and reach of children.
Store in a refrigerator. Do not freeze.
Store in the original carton in order to protect from light.

Chaque flacon de 8 mL contient 500 mg de sotrovimab (62,5 mg/mL).
Contient également: histidine, monochlorhydrate d'histidine, saccharose, polysorbate 80, méthionine.
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
À conserver au réfrigérateur. Ne pas congeler.
À conserver dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière.


GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
12 Riverwalk, Citywest Business Campus,
Dublin 24, Ireland/Irlande

Read the product information before use.
Scan the code with a mobile device to get this information in different languages or visit www.sotrovimabinfo.com

Lire les informations concernant le produit avant utilisation. Scanner le code avec un appareil mobile afin d'obtenir ces informations dans différentes langues ou visiter www.sotrovimabinfo.com






EXP
Lot

Sotrovimab 500 mg 
concentrate for solution for infusion
solution à diluer pour perfusion
sotrovimab

For intravenous use
Pour administration intraveineuse

1 vial
1 flacon

AREA FOR PRINTER
COLOURS CONTROL 

  5 054290 001839

Sotrovimab 500 mg
concentrate for solution for infusion
solution à diluer pour perfusion
sotrovimab

420000
003426

